

Поликлональное Антитело Anti-Fzd3 Для Wb, Elisa — Q9Npg1

Артикул: CM0016105



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Frizzled-3 человека (FZD3), валидированное для применения в WB и ELISA. Идеально подходит для изучения Wnt-сигналинга, нейрогенеза и планарной клеточной полярности. Реагирует также с белком крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FZD3
Примечания/псевдоним	Fz-3; FZD3
Вид	Человек
GeneID	7976
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–205 человеческого FZD3 (NP_059108.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q9NPG1
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом