


Антитело Кролика Против Fzd4 (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9ULv1

Артикул: CM0028027



введение

Поликлональное антитело кролика против FZD4, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный Frizzled-4. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для изучения сигнального пути Wnt и васкуляризации сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FZD4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Fz4; EVR1; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8322
ID гена	8322
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-179 человеческого FZD4 (NP_0363252).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULV1
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом