

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fzd8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H461

Артикул: CM0023335



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Frizzled-8 (FZD8, FZ-8), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Иммуноген охватывает аминокислоты 130-275. Подходят для исследований сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против FZD8
Примечания/Альтернативные названия	FZ-8; hFZ8; FZD8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8325
GeneID	8325
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-275 человеческого FZD8 (NP_114072.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H461
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом