

Поликлональное Антитело Anti-G0S2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P27469

Артикул: CM0017287

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий G0S2 — митохондриальный белок, который способствует апоптозу путем связывания с BCL2. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; идеально подходит для исследований регуляции клеточной гибели и механизмов переключения G0/G1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к G0S2
Примечания/синоним	G0S2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	50486
Идентификатор гена	50486
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого G0S2 (NP_056529.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27469
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом