

Поликлональное Антитело Против G0S2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P27469

Артикул: CM0029307

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок G0S2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. G0S2 способствует апоптозу, связываясь с BCL2, и локализуется в митохондриях. Идеально для исследований апоптоза и диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G0S2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	G0S2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50486
GeneID	50486
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого G0S2 (NP_056529.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27469
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом