

Поликлональное Антитело Против G3BP1 Для Вб, Игг-П, Иф/Ик, Ифа - Q13283

Артикул: CM0023507



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого G3BP1, подходит для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИК, ИФА. Распознает белок человека, мыши и крысы. Является необходимым инструментом для исследования динамики стрессовых гранул, врожденного иммунитета и функций нуклеиновых хеликаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G3BP1 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	G3BP; HDN-VIII; G3BP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10146
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 131-330 человеческого G3BP1 (NP_938405.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13283
Молекулярная масса белка	52кДа
Доставка	Холодильный пакет