

Анти-G3Br1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13283

Артикул: CM0005001



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого G3BP1 (белок 1, связывающий активатор GTPазы Ras). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Подходит для исследований стресс-гранул и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	G3BP1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10146
GeneID	10146
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого G3BP1 (Q13283)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13283
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка-холодильник