

Кроличья Моноклональная Антитела К G3Bp1 [Верифицированы На Ko] Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q13283

Артикул: CM0004864

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к человеческому G3BP1, валидированные для Вестерн-блота, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Распознают G3BP1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследования стрессовых гранул, врожденного иммунитета и изучения хеликаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицированные по KO] G3BP кроличьи mAb
Примечания/синонимы	G3BP; HDN-VIII
Вид	Человек
GeneID (человек)	10146
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-323 человеческого G3BP1 (NP_938405.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13283
Молекулярная масса белка	52 кДа/14 кДа
Доставка	Холодильный пакет