

Анти-G3Br2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Un86

Артикул: CM0030626



введение

G3BP2 кролик rAb (поликлональные), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Нацелены на скаффолд-белок стресс-гранул (54кДа), критически важный для противовирусного сигналинга. Идеальны для исследований в области биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G3BP2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	G3BP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9908
ID гена	9908
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-280 человеческого G3BP2 (NP_987100.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UN86
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом