


Кроличьи Поликлональные Антитела Против G6Pc Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P35575

Артикул: CM0019767



введение

Кроличьи поликлональные антитела против G6PC (каталитическая субъединица глюкозо-6-фосфатазы 1). Валидированы для применения в WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения гликогенолиза, глюконеогенеза и гликогеновой болезни.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G6PC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2538
ID гена	2538
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35575
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодильник