

Поликлональное Антитело Anti-G6Pd Для Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Артикул: CM0017705



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на G6PD (G6PD1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения функции глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в метаболических путях, при гемолитической анемии и окислительном стрессе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G6PD Rabbit pAb
Примечания/синонимы	G6PD1; G6PD
Вид	Человек
GeneID	2539
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 195-515 человеческого G6PD (NP_001035810.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11413
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет