

Кроличье Моноклональное Антитело Против G6Pd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - P11413

Артикул: CM0002292



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого G6PD, валидированное для WB и ELISA. Детектирует эндогенный G6PD (~59 кДа), ключевой фермент пентозофосфатного пути. Идеально для исследований метаболизма и анемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G6PD Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	G6PD1; G6PD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2539
GeneID	2539
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 400-500 человеческого G6PD (P11413)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11413
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом