

Кроличья Поликлональная Антитело Против G6Pd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P11413

Артикул: CM0015015



введение

Кроличья поликлональная антитело против G6PD, валидированная для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения пентозофосфатного пути, метаболизма NADPH и эритроцитарных энзимопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	G6PD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	G6PD1; G6PD
Вид	Человек
GeneID (человек)	2539
GeneID	2539
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 415-515 человеческого G6PD (NP_001035810.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11413
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	В ледяном пакете