


Кроличыи Поликлональные Антитела К Gaa Для Wb, If/Icc, Elisa - P10253

Артикул: CM0028260



введение

Кроличыи поликлональные антитела к лизосомальной альфа-глюкозидазе человека (GAA), валидированные для методов WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Необходимы для расщепления гликогена; актуальны для исследований гликогенозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAA кроличыи pAb
Примечания/Псевдоним	LYAG; GAA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2548
GeneID	2548
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 GAA человека (NP_000143.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10253
Молекулярная масса белка	105 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом