


Моноклональное Кроличье Антитело К Gab1 Для Вб, Ифа — Q13480

Артикул: CM0007239



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому GAB1, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью. Подходит для исследований сигнализации рецепторов факторов роста и изучения пути MET/HGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к GAB1
Примечания/Синонимы	DFNB26; GAB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2549
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 594–694 человеческого GAB1. (NP_002030.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13480
Молекулярная масса белка	76 кДа/80 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с