


Кроличья Поликлональная Анти-Gab1 Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13480

Артикул: CM0026237



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка GAB1, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для изучения GRB2-ассоциированного связывающего белка 1 в сигнальных каскадах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GAB1
Примечания/Альтернативные названия	DFNB26; GAB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2549
GeneID	2549
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 594-694 человеческого белка GAB1 (NP_002030.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13480
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	В пакете со льдом