

Моноклональное Антитело Против Гамк А Рецептора Бета 1 (Gabrb1) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P18505

Артикул: CM0003136



введение

Кроличье моноклональное антитело против ГАМК А рецептора бета 1 (GABRB1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ингибиторной нейротрансмиссии и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ГАМК А рецептора бета 1 (GABRB1)
Примечания/Альтернативные названия	DEE45; EIEE45; ГАМК А рецептор бета 1 (GABRB1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2560
GeneID	2560
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 белка ГАМК А рецептора бета 1 (GABRB1) человека (NP_000803.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18505
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом