


Антитело К Рецептору Гамк А, Бета 2 (Gabrb2), Поликлональное, Кроличье, Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P47870

Артикул: CM0021808



введение

Поликлональное антитело кролика, специфично распознающее рецептор ГАМК А, бета 2 (GABRB2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Ценный инструмент для исследований ингибиторной нейротрансмиссии и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Антитело к рецептору ГАМК А, бета 2 (GABRB2), поликлональное, кроличье (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DEE92; ICEE2; Рецептор ГАМК А, бета 2 (GABRB2)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2561
ID гена	2561
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 26-244 человеческого GABRB2 (NP_000804.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47870
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом