

Кроличыи Поликлональные Антитела К Гамк-Трансаминазе (Abat) Для Wb, If-P, Elisa - P80404

Артикул: CM0030592

введение

Кроличыи поликлональные антитела к ГАМК-трансаминазе человека (ABAT).
Валидированы для методов WB, IF-P и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для изучения метаболизма ГАМК и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ГАМК-трансаминазе (ABAT)
Примечания/Синонимы	GABAT; NPD009; GABA-AT; ГАМК-трансаминаза (ABAT)
Вид	Человек
GeneID (человек)	18
GeneID	18
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P80404
Молекулярная масса белка	56 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом