


Моноклональное Антитело Против Gabarap Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O95166

Артикул: CM0009468



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GABARAP, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований аутофагии и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABARAP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11337
GeneID	11337
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GABARAP (O95166)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95166
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом