


Поликлональное Антитело Anti-Gabarap Для Wb, Ihc-P, Elisa — O95166

Артикул: CM0013774



введение

Кроличье поликлональное антитело к GABARAP, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает GABARAP человека, мыши и крысы — ключевой белок аутофагии и транспорта рецепторов GABA(A). Идеально подходит для исследований в области неврологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к GABARAP
Примечания/псевдонимы	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11337
Идентификатор гена	11337
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GABARAP (NP_009209.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95166
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом