


Поликлональные Антитела Против Gabarap Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95166

Артикул: CM0016952



введение

Кроличьи поликлональные антитела к GABARAP, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований аутофагии и трафинга GABA-рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABARAP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11337
ID гена	11337
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GABARAP (NP_009209.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95166
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом