


## Моноклональное Антитело Anti-Gabarapl1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0R8

Артикул: CM0005460



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому GABARAPL1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на белок, участвующий в аутофагии и транспортировке рецепторов. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | GABARAPL1 Rabbit mAb                                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; GABA type A receptor associated protein like 1                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                              |
| ID гена                   | 23710                                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого GABARAPL1. (NP_113600.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                              |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                 |
| SWISS                     | Q9H0R8                                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 14kDa/17kDa                                                                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                       |