


Кроличья Поликлональная Антитело Против Gabarapl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H0R8

Артикул: CM0028183



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против GABARAPL1 (GEC1, ATG8L). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Используется для исследования аутофагии и трафикового транспорта опиоидных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	GABARAPL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23710
GeneID	23710
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-50 человеческого GABARAPL1 (NP_113600.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0R8
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сухой лед