


Поликлональные Антитела Против Gabarapl2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P60520

Артикул: CM0020665



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GABARAPL2, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека и мыши. Нацелены на белок, участвующий в аутофагии и внутри-аппарата-Гольджи транспорте; идеально подходят для исследований в клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABARAPL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
Вид	Человек
ID гена	11345
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-50 человеческого GABARAPL2 (NP_009216.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P60520
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент