

Поликлональное Антитело Против Gabra Для Wb, Elisa - Q06546

Артикул: CM0017056

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на альфа-цепь белка связывающего GA человека (GABPA/NRF2α). Подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с людьми и крысами. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABPA Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Вид	Человек
ID гена (человек)	2551
ID гена	2551
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 GABPA человека (NP_002031.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q06546
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	Айс-пак