

Кроличья Поликлональная Антитела Против Gabra Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q06546

Артикул: CM0027767

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого GABRA (альфа-цепь GA-связывающего белка), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABPA Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2551
ID гена	2551
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого GABPA (NP_002031.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06546
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В сумке со льдом