

Поликлональное Антитело Против Gabrb2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Tak5

Артикул: CM0030930

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого GABPB2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Применимо к образцам мыши и крысы. Идеально для изучения регуляции транскрипции, связанной с GA-богатыми повторами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABPB2 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	GABPB-2; GABPB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	126626
ID гена	126626
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 239-448 человеческого GABPB2 (NP_653219.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8TAK5
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом