


Поликлональные Антитела Против Gabra1 Для Wb, Elisa - P14867

Артикул: CM0014013



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого GABRA1 (GABAAR альфа-1). Подходят для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований тормозной нейротрансмиссии и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRA1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2554
ID гена	2554
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-251 человеческого GABRA1 (NP_000797.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P14867
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка со льдом