

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Gabra2 Для Wb, IHC-P, Elisa - P47869

Артикул: CM0022610



введение

Кроличьи поликлональные антитела к альфа-2-субъединице рецептора GABA(A), валидированные для вестерн-блота, ИHC-P и ELISA на образцах человека и мыши. Идеально подходят для нейробиологических исследований и изучения эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRA2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DEE78; EIEE78; GABRA2
Вид	Человек
ID гена	2555 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого GABRA2 (NP_000798.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47869
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом