


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Gabra3 Для Wb И Elisa — P34903

Артикул: CM0015917



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-GABRA3, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с GABRA3 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований тормозных нейромедиаторов и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRA3 Rabbit pAb
Примечания/синоним	EPILX2; GABRA3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2556
GeneID	2556
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–276 человеческого GABRA3 (NP_000799.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P34903
Молекулярная масса белка	55 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом