

Поликлональные Антитела Anti-Gabra5 Для Вб, Ифа - P31644

Артикул: CM0017253



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на альфа-5 субъединицу рецептора гамма-аминомасляной кислоты (GABRA5). Подходит для ВБ и ИФА с реактивностью по отношению к человеку, мыши и крысе. Ценный инструмент для исследования ГАМК-ергической передачи сигналов и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRA5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DEE79; EIEE79; GABRA5
Вид	Человек
GeneID (человек)	2558
GeneID	2558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-259 человеческого GABRA5 (NP_000801.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31644
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет