

Анти-Gabra5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P31644

Артикул: CM0030552



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против альфа-5 субъединицы GABA(A) рецептора (GABRA5). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований в нейронауках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRA5 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	DEE79; EIEE79; GABRA5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2558
ID гена	2558
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P31644
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом