

Кроличья Поликлональная Антитело К Gabrd Для Вб, Ифа - O14764

Артикул: CM0024062



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого GABRD (дельта-субъединица рецептора GABA(A)), валидирована для ВБ и ИФА. Реагирует с крысиным GABRD. Идеально подходит для исследований тонического ГАМК-эргического торможения, регуляции сна и эпилепсии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRD кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
Вид	Человек
ID гена (человек)	2563
ID гена	2563
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 31-248 человеческого GABRD (NP_000806.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O14764
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник