

Поликлональные Кроличьи Антитела К Gabrg1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q8N1C3

Артикул: CM0015193

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого GABRG1 (гамма-1-субъединица рецептора ГАМК(A)). Подходят для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований ингибиторных нейромедиаторных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GABRG1 кроличьи пАт
Примечания/Синонимы	GABRG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2565
ID гена	2565
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 200-260 человеческого GABRG1 (NP_775807.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N1C3
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка-холодильник