

Моноклональное Антитело Против Gad65/Gad2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q05329

Артикул: CM0006565



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий GAD65/GAD2 (глутаматдекарбоксилаза 2). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA с перекрестной реактивностью к мышиным и крысиным белкам. Идеально для исследований биосинтеза ГАМК и неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к GAD65/GAD2
Примечания/Альтернативные названия	GAD65; GAD65/GAD2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2572
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого GAD65/GAD2 (NP_000809.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q05329
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В охлаждаемом пакете со льдом