

Мышиное Моноклональное Антитело Anti-Gad65/Gad2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q05329

Артикул: CM0009906



введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого GAD65/GAD2, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Нацелено на изоформу глутаматдекарбоксилазы массой 65 кДа, участвующую в биосинтезе ГАМК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело GAD65/GAD2
Примечания/синоним	GAD65
Вид	Человек
GeneID (человек)	2572
GeneID	2572
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого GAD65/GAD2
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q05329
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом