


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Gad65/Gad2 Для Wb, If-P, Elisa - Q05329

Артикул: CM0015687



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого GAD65/GAD2, фермента, синтезирующего ГАМК. Валидированы для WB, IF-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований в области нейронауки и аутоиммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAD65/GAD2 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	GAD65; GAD65/GAD2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2572
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-585 человеческого GAD65/GAD2 (NP_001127838.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05329
Молекулярный вес белка	65 кДа
Доставка	Сумка со льдом