


Кроличье Моноклональное Антитело Против Gad67/Gad1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q99259

Артикул: CM0003224



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против GAD67/GAD1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает GAD67 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области нейронауки, нейробиологии и метаболизма ГАМК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAD67/GAD1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2571
GeneID	2571
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 GAD67/GAD1 человека (Q99259).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99259
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Хладоэлемент