


Анти-Gadd45A Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P24522

Артикул: CM0021059



введение

Кроличий поликлональный антитело против GADD45A (DDIT1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с видами человек, мышь, крыса. Подходит для исследований повреждений ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GADD45A кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	DDIT1; GADD45; GADD45A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1647
GeneID	1647
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-165 человеческого GADD45A (NP_001915.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24522
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом