


Кроличья Поликлональная Антитела Против Gadd45G Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O95257

Артикул: CM0014724



введение

Кроличьи поликлональные антитела против GADD45G (CR6/DDIT2), валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Участвуют в остановке роста, апоптозе и стресс-чувствительной MAPK-сигналикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	GADD45G Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10912
ID гена	10912
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-159 человеческого GADD45G (NP_006696.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95257
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В пакете со льдом