

Анти-Gal3St4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Rp7

Артикул: CM0026059

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого GAL3ST4 (галактозо-3-О-сульфотрансферазы 4), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения путей сульфатирования в О-связанных гликопротеинах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	GAL3ST4 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	GAL3ST-4; GAL3ST4
Вид	Человек
ID гена	79690
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 137-486 человеческого GAL3ST4 (NP_078913.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RP7
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	С ледяным пакетом