

Кроличья Поликлональная Антитела Против Galc Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P54803

Артикул: CM0027866

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против GALC, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Нацелены на галактоцереброзидазу человека, мыши и крысы. Подходят для исследований лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против GALC
Примечания/Альтернативные названия	GALC
Вид	Человек
ID гена (человек)	2581
ID гена	2581
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-300 человеческого GALC (NP_000144.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54803
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом