

Поликлональное Антитело Против Gale (Udp-Глюкозо-4-Эпимеразы) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14376

Артикул: CM0030391



введение

Кроличье pAb против GALE, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Детектирует человеческую, мышиную, крысиную GALE (UDP-глюкозо-4-эпимеразу). Идеально для исследований метаболизма галактозы и гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против GALE
Примечания/Альтернативные названия	SDR1E1; GALE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2582
GeneID	2582
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 129-348 человеческой GALE (NP_001121093.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14376
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом