

## Моноклональное Антитело Против Galectin-1 (Lgals1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафин (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Ифа (Elisa) - P09382

Артикул: CM0009326



### введение

Кроличье моноклональное антитело против Galectin-1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований апоптоза, пролиферации клеток и иммунорегуляции, включая апоптоз Т-клеток и дифференцировку Th17.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело к Galectin 1/LGALS1                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                               |
| GeneID (Человек)                   | 3956                                                                                                  |
| GeneID                             | 3956                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 человеческого Galectin-1 (P09382)                   |
| Источник                           | Кролик                                                                                                |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                               |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-Парафин (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA) |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                  |
| SWISS                              | P09382                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 15 кДа                                                                                                |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                     |