

Поликлональное Антитело Против Galectin-1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P09382

Артикул: CM0020165



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Galectin-1 (LGALS1), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезно для изучения апоптоза, пролиферации клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Galectin 1/LGALS1
Примечания/Альтернативные названия	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3956
GeneID	3956
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого Galectin 1/LGALS1 (NP_002296.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09382
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом