

Поликлональное Антитело Anti-Galectin 1/Lgals1 Для Wb, Elisa — P09382

Артикул: CM0020037



введение

Данное кроличье поликлональное антитело нацелено на галектин-1 человека (LGALS1) — ключевой лектин, участвующий в апоптозе и регуляции иммунного ответа. Антитело валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, а также перекрёстно реагирует с образцами мыши и крысы, что поддерживает трансляционные исследования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано для KO] Кроличье поликлональное антитело к Galectin 1/LGALS1
Примечания/синонимы	GBP; GAL1; S1
Вид	Человек
GeneID	3956
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 галектина 1/LGALS1 человека (NP_002296.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09382
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом