

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Анти-Галектина 1/Lgals1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P09382

Артикул: CM0002828



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к человеческому Галектину 1/LGALS1, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований апоптоза, иммунорегуляции и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Galectin 1/LGALS1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3956
GeneID	3956
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого Галектина 1/LGALS1 (NP_002296.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09382
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В ледяном пакете