


Анти-Галектин 3/Lgals3 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P17931

Артикул: CM0006739



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого галектина-3 (LGALS3), для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Рекомбинантный иммуноген полной длины; обнаруживает белок 26 кДа. Идеально подходит для изучения воспаления, аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Galectin 3/LGALS3 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3958
GeneID	3958
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17931
Молекулярный вес белка	26kDa
Доставка	Сумка со льдом