


Кроличье Моноклональное Антитело Против Galectin 3/Lgals3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P17931

Артикул: CM0005590



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Galectin 3/LGALS3, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения лектин-опосредованной клеточной адгезии, воспаления и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к Galectin 3/LGALS3
Примечания/Альтернативные названия	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3958
GeneID	3958
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 белка Galectin 3/LGALS3 человека (P17931))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-Парафиновые срезы (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17931
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом